

Fingertip Pulse Oximeter

English

General Description

Oxygen binds to hemoglobin in red blood cells when moving through the lungs. It is transported throughout the body as arterial blood. A pulse oximeter uses two frequencies of light (red and infrared) to determine the percentage (%) of hemoglobin in the blood that is saturated with oxygen. The percentage is called blood oxygen saturation, or SpO₂. A pulse oximeter also measures and displays the pulse rate at the same time it measures the SpO₂ level.

Measurement Principle

Principle of the oximeter is as follows: The pulse oximeter works by applying a sensor to a pulsating arterioles vascular bed. The sensor contains a dual light source and photo detector. The one wavelength of light source is 660nm, which is red light; the other is 905nm, which is infrared-red light. Skin, bone, tissue and venous vessels normally absorb a constant amount of light over time. The photo detector in finger sensor collects and converts the light into an electronic signal which is proportional to the light intensity. The arterioles bed normally pulsates and absorbs variable amounts of light during systole and diastole, as blood volume increases and decreases. The ratio of light absorbed at systole and diastole is translated into an oxygen saturation measurement. This measurement is referred to as SpO₂.

Diagram of Operation Principle

Red and Infrared-ray Emission Tube

2. Red and Infrared-ray Reception Tube

Precautions For Use

- Before use, care must read the manual.
- Operating the fingertip pulse oximeter may be affected by the use of an electro-surgical unit (ESU).
- The fingertip pulse oximeter must be able to measure the pulse properly to obtain an accurate SpO₂ measurement. Verify that nothing is hindering the pulse measurement before relying on the SpO₂ measurement.
- Do not use the fingertip pulse oximeter in an MRI or CT environment.
- Do not use the fingertip pulse oximeter in situations where alarms are required. The device has no alarms. It is not for continuous monitoring.
- Do not use the fingertip pulse oximeter in an explosive atmosphere.
- The fingertip pulse oximeter intended only as an adjunct in patient assessment. It must be used in conjunction with other methods of assessing clinical signs and symptoms.
- In order to ensure correct sensor alignment and skin integrity, the maximum application time at a single site for our device should be less than half an hour.
- Do not sterilize the device using autoclaving, ethylene oxide sterilizing, or immersing the device in liquid. The device is not intended for sterilization.
- Follow local ordinances and recycling instructions regarding disposal or recycling of the device and device components, including batteries.
- This device is not compatible with IEC 60601-1-2:2010 and its amendments concerning medical electrical equipment and/or systems. However, because of the provision of radio-frequency communications equipment and other sources of electrical noise in healthcare and other environments, it is possible that high levels of such interference due to close proximity or strength of a source might disrupt the performance of this device.
- Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment.
- This equipment is not intended for use during patient transport outside the healthcare facility.
- This equipment should not be used adjacent to or stacked with other equipment.
- It may be unsafe to use this device in combination with other equipment not described in the instructions for use
- Interconnect the equipment with other equipment not described in the instructions for use
- Disassemble, repair or modify the equipment
- These materials that contact with the patient's skin contain medical silicone and ABS plastic enclosure are all pass the ISO10993-5 Tests for invitro cytotoxicity and ISO10993-10 Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity.
- When the signal is not stable, the reading may inaccurate. Please do not reference.

Rx only: "Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner."

Contraindication

It is not for continuous monitoring.

Inaccurate measurements may be caused by

- Significant levels of dysfunctional hemoglobin (such as carboxy-, hemoglobin or methemoglobin).
- Intravascular dyes such as indocyanine green or methylene blue.
- High ambient light. Shield the sensor area if necessary.
- Excessive patient movement.
- High-frequency electro-surgical interference and defibrillators.
- Venous pulsations.
- Placement of a sensor on an extremity with a blood pressure cuff, arterial catheter, or intravascular line.
- The patient is in cardiac arrest or is in shock.
- Fingernail polish or false fingernails.
- Weak pulse quality (low perfusion).
- Low hemoglobin.

Product Features


- Simple to operate and convenient to carry.
- Small volume, light weight and low power consumption.
- Dual color OLED displays SpO₂, PR, PI (Perfusion Index), Pulse bar, and waveform.
- 4.7 display modes.
- Level 1-10 adjustable brightness.
- 2.5cs AAA alkaline batteries, real-time battery status indication.
- Weak or unstable signal prompt provides more accurate measurements.
- The device automatically shuts off after no operation in 8 seconds when "finger out" displays.
- Multi-patient reusability.

Intended Use

The Fingertip Pulse Oximeter is a handheld non-invasive device intended for spot-checking of oxygen saturation of arterial hemoglobin (SpO₂) and Pulse Rate of adult, adolescent and child patients in hospitals, hospital-type facilities and homecare.


Operation Instructions

- Install two AAA batteries according to the Battery Installation Instructions.
- Place the finger firmly into the rubber opening of the Pulse Oximeter.
- Press the switch button once on front panel to turn the pulse oximeter on.
- Keep your hands still for the reading. Do not shake your finger during the test. It is recommended that you do not move your body while taking a reading.
- Read the data from the display screen.
- The display modes are as follows:



Notes:
1. Short press the power button to switch the display modes.
2. Long press the power button to adjust the brightness of the oximeter. There are 10 levels of brightness. The default is level four.
3. Take out your finger, the screen displays "FingerOut". It means the measurement ending.

Reading your results



Note:
1. The pulse bar less than 30% indicates signal inadequacy and the displayed SpO₂ or pulse rate value is potentially incorrect.
2. If the screen display "?", it means the signal is unstable, please keep your hands still and retry.
3. PI means Perfusion Index.

Battery Installation


- Slide the battery door cover horizontally along the arrow shown as the picture.
- Install two AAA batteries into the battery compartment. Match the plus (+) and minus (-) signs in the compartment. If the polarities are not matched, damage may cause to the oximeter.
- Close the battery door.



Notes:
1. Please remove the batteries if the pulse oximeter will not be used for long periods of time.
2. Please replace the battery when the power indicator starting flickering.

Using the Lanyard

- Thread thinner end of the lanyard through the hanging hole.
- Thread thicker end of the lanyard through the threaded end before pulling it tightly.



Warnings!
1. Keep the oximeter away from young children. Small items such as the battery door, battery, and lanyard are choking hazards.
2. Do not hang the lanyard from the device's electrical wire.
3. Please notice that the lanyard which is tied to the oximeter may cause strangulation due to excessive length.

Maintenance and Storage

- Replace the batteries in a timely manner when low voltage lamp is lighted.
- Clean surface of the fingertip oximeter before it is used in diagnosis for patients.
- Remove the batteries if the oximeter is not operated for a long time.
- It is best to store the product in -25°C ~ +70°C and ≤ 93% humidity.

5. Keep in dry place. Extreme moisture may affect oximeter lifetime and may cause damage.
6. Disposal of batteries: properly follow any applicable local battery disposal laws.

Cleaning the fingertip pulse oximeter

Please use medical alcohol to clean the silicone touching the finger inside of oximeter with a soft cloth dampened with 70% isopropyl alcohol. Also clean the testing finger using alcohol before and after each test.

Do not pour or spray liquids onto the oximeter, and do not allow any liquid to enter any openings in the device. Allow the oximeter to dry thoroughly before reuse.

The fingertip pulse oximeter requires no routine calibration or maintenance other than replacement of batteries.

The applied products touching the patient's body are required to be disinfected once after each use. The recommended disinfectants include: ethanol 70%, isopropanol 70%, glutaraldehyde-type 2% liquid disinfectants.

Disinfection may cause damage to the equipment and is therefore not recommended for this pulse oximeter unless otherwise indicated in your hospital's servicing schedule. Clean the pulse oximeter before disinfecting it.

CAUTION: Never use ETO or formaldehyde for disinfection.

The use life of the device is five years when it is used for 15 measurements every day and 10 minutes per one measurement. Stop using and contact local

Finger-Pulsoximeter

Deutsch

Allgemeine Beschreibung

Hämoglobin bindet in den roten Blutkörperchen den Sauerstoff, wenn diese durch die Lungen bewegen. Es wird durch den Körper als arterielles Blut transportiert. Ein Pulsoximeter verwendet zwei Lichtfrequenzen (rot und infrarot), um den Anteil von Hämoglobin in dem Blut, das mit Sauerstoff gesättigt ist, zu bestimmen. Dieser Anteil wird Blutsaturation oder SpO₂ genannt. Ein Pulsoximeter misst auch die Pulsfrequenz zur gleichen Zeit, in der die SpO₂-Niveaus gemessen werden.

Messungsprinzip

Das Oximeter funktioniert auf diese Weise: Das Pulsoximeter sendet einen Sensor in ein pulsierendes arterielles Gefäßbett. Der Sensor enthält eine doppelte Lichtquelle und einen Foto-Detektor. Die Wellenlänge einer Lichtquelle ist 660 nm, d.h. es handelt sich um rotes Licht; die andere ist 905 nm, d.h. es handelt sich um infrarotes Licht. Haut, Knochen, Gewebe und venöse Gefäße absorbieren normalerweise im Laufe der Zeit eine konstante Menge von Licht. Der Foto-Detektor im Fingersensor sammelt und konvertiert das Licht in elektronische Signale, die proportional zur Lichtintensität sind. Das arterielle Gefäßbett pulsiert und absorbiert während der Systole und Diastole variable Mengen von Licht, da die Blutmenge sich erhöht und verringert. Der während der Systole und Diastole absorbierte Lichtanteil wird in eine Messung der Sauerstoffsättigung (SpO₂) umgewandelt.

Funktionsweise

1. Rot- und Infrarotsender
2. Rot- und Infrarotdetektor

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Die Verwendung des Finger-Pulsoximeters könnte durch die Nutzung eines Elektroschirurgiegerätes (ESU) beeinträchtigt werden.

3. Das Finger-Pulsoximeter muss den Puls korrekt messen, um eine genaue SpO₂ Messung zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass nichts die Puls-Messung behindert, bevor Sie sich auf die SpO₂ Messung verlassen.

4. Verwenden Sie das Finger-Pulsoximeter nicht gemeinsam oder in der Nähe von MRI- oder CT-Anlagen.

5. Verwenden Sie das Finger-Pulsoximeter nicht in Situationen, in denen ein Alarm erforderlich ist. Das Gerät hat keine Alarmsfunktion. Es ist kein Überwachungsgerät.

6. Verwenden Sie das Finger-Pulsoximeter nicht in einer explosiven Atmosphäre.

7. Das Finger-Pulsoximeter spielt bei der Diagnose von Patienten nur eine unterstützende Rolle. Es muss in Verbindung mit anderen Methoden des Diagnose klinischer Zeichen und Symptome verwendet werden.

8. Um eine korrekte Sensorsauberkeit und Hautintegrität zu gewährleisten, sollte das Gerät während einer Sitzung höchstens eine halbe Stunde verwenden.

9. Dieses Gerät sollte nicht sterilisieren und auch nicht in Flüssigkeiten tauchen. Für das Gerät ist keine Sterilisierung vorgesehen.

10. Folgen Sie den örtlichen Richtlinien und Anweisungen bzgl. der Entsorgung oder des Recycling des Gerätes und der Gerätekomponenten, einschließlich der Batterien.

11. Dieses Gerät entspricht IEC 60601-1-2:2014 für elektromagnetische Verträglichkeit medizinischer elektrischer Geräte und/oder Systeme. Wegen der Verbreitung von Hochfrequenzübertragungsgeräten und anderen Quellen von elektrischen Rauschen im Gesundheitswesen und anderen Umgebungen ist es jedoch möglich, dass ein hoher Grad solcher Störungen aufgrund der Nähe oder der Stärke einer Quelle die Leistung dieses Gerätes stören könnte.

12. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung während des Patiententransportes außerhalb der Gesundheitseinrichtung vorgesehen.

13. Dieses Gerät sollte nicht für die Verwendung während des Patiententransportes außerhalb der Gesundheitseinrichtung vorgesehen.

14. Dieses Gerät sollte nicht für die Verwendung während des Patiententransportes außerhalb der Gesundheitseinrichtung vorgesehen.

15. Es könnte unsicher sein:
— Zubehör abnehmbare Teile und Materialien, die nicht in den Bedienungsanweisungen beschrieben werden, zu verwenden
— dieses Gerät mit anderen Geräten, die nicht in den Bedienungsanweisungen beschrieben werden, zu verwenden
— das Gerät mit anderen Materialien zusammen zu verwenden.

16. Die Materialien, die mit dem Hauptsensor in Kontakt kommen, enthalten medizinisches Silikon und ein ABS-Plastikgehäuse, die alle die ISO10993-5 Prüfungen für vitro-Zytotoxizität und ISO10993-10 Prüfungen auf Irritation und Hautsensibilisierung bestanden haben.

17. Wenn das Signal nicht stabil ist, können die Lesungen ungenau sein. Bitte verwenden Sie diese Lesungen dann nicht.

Nur Rx: „Vorsicht: Das Bundesgesetz (USA) beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch einen oder auf Bestellung eines lizenzierten Praktikers.“

Kontraindikation

Dieses Gerät ist kein Überwachungsgerät.

Ungenaue Messungen könnten hervorgerufen werden durch

1. Signifikante Störungen von dysfunctionalem Hämoglobin (wie Kohlenmonoxid - Hämoglobin oder Methämoglobin).

2. Intravaskuläre Farbstoffe wie Methylenblau oder Indocyaningrün.

3. Starkes Umgebungslicht. Schließen Sie den Sensorbereich, wenn es notwendig ist.

4. Übermäßige Bewegungen des Patienten.

5. Hochfrequenz- und Elektroschirurgie-Störungen und Defibrillatoren.

6. Venöse Pulsatilität.

7. Platzierung eines Sensors an einer Extremität mit einer Blutdruckmanschette. Arterienkatheter oder intravaskuläre Linie.

8. Der Patient hat eine Hypotonie, eine schwere Vasokonstriktion, eine schwere Anämie oder eine Hypothermie.

9. Der Patient hat einen Herzstillstand oder ist im Schock.

10. Fingernagellack oder falsche Fingernägel.

11. Schwache Pulsqualität (niedrige Perfusion).

12. Niedriges Hämoglobin.

Produkteigenschaften

1. Einfache Bedienung und bequemer Transport.

2. Klein, geringes Gewicht und niedriger Energieverbrauch.

3. Der Dual Farb-OLED zeigt SpO₂, PR, PI (Perfusionsindex), Pulsleiste und Wellenform an.

4. 7 Anzeigemodi.

5. Einstellbare 10-stufige Helligkeit.

6. 2.5 Alkaline-Batterien der Größe AAA: Echtzeitanzeige des Batteriestatus.

7. Anzeige von schwachen oder instabilen Signalen gewährleistet genauere Messungen.

8. Wenn kein oder nur ein niedriges Signal erkannt wird, erscheint die Meldung "Finger out" und das Gerät wird nach 8 Sekunden automatisch ausgeschaltet.

9. Vielfache Patientenwiederwendbarkeit.

Vorgesehene Verwendung

Das Pulsoximeter MD300CN310 für die Fingertippe ist ein tragbares, nicht-invasives Gerät, das für die stichprobenartige Überprüfung der Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO₂) und der Pulsrate von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern in Krankenhäusern, Klinikräumen und Heilpflegeeinrichtungen vorgesehen ist.

Betriebsanweisungen

1. Legen Sie zwei AAA Batterien gem

Oxymètre de pouls Au doigt

Français

Description générale

L'oxygène se lie à l'hémoglobine dans les globules rouges lors du déplacement à travers les poumons. Il est transporté à travers le corps comme pression artérielle. Un oxymètre de pouls utilise deux fréquences de lumière (rouge et infrarouge) pour déterminer le pourcentage (%) d'hémoglobine saturée avec l'oxygène. Le pourcentage est appelé saturation d'oxygène dans le sang ou SpO₂. Un oxymètre de pouls mesure et affiche également le taux de pouls en même temps qu'il mesure le taux de SpO₂.

Principe de mesure

Voici le principe de l'oxymètre : L'oxymètre à pouls fonctionne en appliquant un capteur à un lit vasculaire artériel à pouls. Le capteur comporte une source de lumière double et un détecteur de photo. Longueur d'onde de la source de lumière ayant une lumière rouge est de 660nm et l'autre qui est rouge infrarouge est de 905nm. La peau, les os, les tissus et les vaisseaux sanguins absorbent normalement une quantité constante de lumière avec le temps. Le lit artériel absorbe et vibre normalement les quantités variables de lumière pendant la systole et la diastole étant donné que le volume de sang augmente et diminue au rythme des pulsations.

Le lit artériel absorbe et vibre normalement la systole et la diastole sont traduit en mesure de saturation d'oxygène. Cette mesure renvoie à SpO₂.

Schéma du principe de fonctionnement

1. Rayon infrarouge et rougetube d'émission

2. Rayon infrarouge et rougetube de réception

Consignes relatives à l'utilisation

1. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement le manuel.

2. L'opération de l'oxymètre de pouls au doigt pourrait être affectée par l'utilisation d'une unité électro chirurgicale (ESU).

3. Lorsqu'un appareil à doigts est utilisé pour mesurer la saturation des pouls et obtenir une mesure de SpO₂ précise. S'assurer que rien ne bloque la mesure du pouls avant de commencer la mesure SpO₂.

4. Evitez d'utiliser l'oxymètre de pouls au doigt dans un environnement CT ou MRI.

5. Évitez d'utiliser l'oxymètre de pouls au doigt dans les situations exigeant des alarmes. L'appareil n'est pas équipé d'alarmes. L'appareil n'est pas conçu pour un suivi continu.

6. L'oxymètre de pouls au doigt est conçu uniquement comme accessoire dans l'évaluation du patient; Il doit être utilisé en collaboration avec d'autres méthodes d'évaluation des signes et symptômes cliniques.

7. Afin d'assurer l'alignement correct du capteur et l'intégrité de la peau, le temps d'application maximal au site unique de notre appareil ne doit pas être inférieur à une demie heure.

8. Évitez de stériliser l'appareil en utilisant l'autoclave, l'oxyde d'éthylène stérilisant ou encore d'immerger l'appareil dans un liquide. L'appareil n'est pas conçu pour la stérilisation.

9. Veuillez suivre les instructions locales et les instructions de recyclage concernant la mise au rebut ou le recyclage des appareils et des composants d'appareils. Avertissement: batteries.

11. Cet appareil est conforme à la norme IEC 60601-1:2014 relative à la compatibilité électromagnétique des équipements médicaux et/ou des systèmes. Cependant, en raison de la prolifération des équipements de transmission de radio fréquence et des autres sources de bruit électrique dans les centres de santé et d'autres environnements, il est possible que des niveaux élevés de cette interférence en raison de la proximité ou de la force d'une source puissent nuire à la performance de l'appareil.

12. Les équipements de communication portables et mobiles RF pourraient affecter l'équipement électrique médical.

13. Ces équipements peuvent entraîner un arrêt temporaire pour être utilisés sur le patient hors du centre de santé.

14. L'appareil ne doit pas être utilisé du côté adjacent ou en place d'autres équipements.

15. Il pourrait être non sûr.

—d'utiliser les accessoires, les pièces détachées et les matériaux non décrits dans le manuel d'instruction.

—d'interconnecter cet équipement avec les autres équipements non décrits dans le manuel d'instruction.

—de démonter ou de modifier cet équipement.

16. Les matériaux entrant en contact avec la peau des patients contiennent le silicium médical et le boîtier plastique ABS ayant tous passé les tests ISO10993-5 pour la cytotoxicité et les tests ISO10993-10 relatif à l'irritation et l'hypersensibilité retardée.

17. lorsque le signal n'est pas stable, la lecture pourrait être incorrecte. Veuillez ne pas faire référence.

Rx uniquement: « Attention: La loi fédérale (USA) autorise la vente de cet appareil uniquement aux personnels de santé autorisé ».

Contre indication

L'appareil n'est pas conçu pour un suivi continu.

Les mesures inappropriées pourraient être causées par

1. Des niveaux considérables de dysfonctionnement d'hémoglobine (notamment le carboneyle -l'hémoglobine ou le méthémoglobin).

2. Les colorants intravasculaires à l'instar de l'indocyanine verte ou le méthylène bleu.

3. Lumière ambiant élevée. Protéger la zone du capteur si nécessaire.

4. Mouvement excessif et/ou tension excessive.

5. Interférences électromagnétiques de fréquence élevée et défibrillateurs.

6. Pulsations veineuses.

7. Disposition d'un capteur sur une extrémité avec une brassard de tensionnière, le cathéter artériel ou la ligne intravasculaire.

8. Le patient souffre d'hypotension, de vasconstriction grave, d'anémie sévère et d'hypothémie.

9. Le patient est en arrêt cardiaque ou en état de choc.

10. Vernis à ongle ou faux ongles.

11. Qualité de pouls faible (faible perfusion).

12. Faible hémoglobine.

Caractéristique du produit

1. Facile à opérer et à transporter.

2. Petit volume, léger et facile consommation d'énergie.

3. Affichage OLED double couleur SpO₂, PR, PI (Index de perfusion), Barre de pouls, et forme d'onde.

5. Niveau 1-10, luminosité réglable

6. 2 pcs de batteries alcaline, indication du statut de batterie en temps réel.

7. Le signal faible ou instable fournit des mesures précises.

8. Lorsqu'un signal ou lorsqu'un faible signal est détecté, l'appareil affichera « doigt à l'extérieur » et s'éteindra au bout de 8 secondes.

9. Réutilisation sur multiple patiente.

Utilisation prévue

L'oxymètre de pouls au doigt MD300CN310 est un appareil manuel facile à transporter conçu pour une vérification en temps réel de la saturation d'oxygène d'hémoglobine artérielle (SpO₂) et le taux de pouls des adultes, des adolescents et des patients malades dans les hôpitaux et les centres de santé.

Instructions d'opération

1. Installer deux batteries AAA conformément aux instructions d'installation de la batterie.


2. Placer l'un de vos doigts dans l'ouverture en caoutchouc du capteur de l'oxymètre de pouls.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler la luminosité de l'oxymètre. Il y a 10 niveaux de luminosité. Le défaut est le niveau quatre.

4. Maintenir vos mains pour la lecture. Evitez de secouer votre doigt pendant le test. Il est recommandé de ne pas déplacer votre corps pendant la lecture.

5. Lire les données sur l'écran d'affichage.

6. Les modes d'affichage sont les suivants.



Remarque:

1. Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour basculer le mode d'affichage.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour régler la luminosité de l'oxymètre. Il y a 10 niveaux de luminosité. Le défaut est le niveau quatre.

3. Retirer votre doigt, l'affichage présente « Doigt retiré ». Cela signifie que la mesure est terminée.

Lecture de vos résultats.

Battery Low Indication

Signal Indication

Pulse Wave Form

Oxygen Saturation

Perfusion index

Pulse bar

%SpO₂

PR bpm

PI %

%SpO₂

PR bpm

%SpO₂

PR bpm</p