

# Welch Allyn Otoscope Pocket LED & Pocket LED +

## Caractéristiques Produit :



	Otoscope Pocket LED	Otoscope Pocket LED +
Référence	Noir : WEL114, Blanc : WEL115 Mauve : WEL116, Bleu : WEL117	Noir : WEL118, Blanc : WEL119 Mauve : WEL120, Bleu : WEL121
Hauteur	16.8 cm	16.8 cm
Largeur	3.0 cm	3.0 cm
Profondeur	5.1 cm	5.1 cm
Diamètre poignée	2.1 cm	2.1 cm
Poids (no batteries)	71.7 g	71.7 g
Batteries:	AA Alkaline x 2	AA Alkaline x 2
Durée de vie batteries:	>5 hrs	>5 hrs
Ampoule :	SureColor LED	SureColor LED
Durée de vie ampoule :	10,000 à 20,000 heures	10,000 à 20,000 heures
Type éclairage	Fibres optiques	Fibres optiques
Efficience (lumens/watt)	10.3	10.3
Agrandissement	3.4X	3.4X
Dioptre	13.6	13.6
Distance d'utilisation	6.5 mm à 4 mm speculum tip	6.5 mm from 4 mm speculum tip
Resolution avec Speculum	3 - 6 lp/mm	3 - 6 lp/mm
Profondeur de champs avec Speculum	0 à 11 mm depuis la pointe du speculum	0 à 11 mm depuis la pointe du speculum
Distance focale	73.45 mm	73.45 mm
Field of Illumination/Distribution at FO	34.1 mm @ 50 mm distance from tip	34.1 mm @ 50 mm distance from tip
Spectroscopie ultraviolet-visible	0%/99.47%/0.53%	0%/99.47%/0.53%
Raccord de soufflerie pour test pneumatique	Oui	Oui
Intensité	1240 lux avec un speculum de 4 mm	1540 lux avec un speculum de 4 mm
Garantie	3 ans	5 ans
Contenu	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum + 2 bumpers (1 de la couleur et 1 blanc) + Pochette souple



Couleurs disponible :  
Noire, Bleu, Mauve, Blanc