




CARDIOVIT MS-2007

Enregistrement d'ECG rapide et facile, vous permettant de vous concentrer sur le diagnostic et le soin aux patients



SCHILLER

The Art of Diagnostics

CARDIOVIT MS-2007

Bénéficiez d'une vision claire de l'état de votre patient en un seul clic

Une technologie ECG plus facile à utiliser qui permet aux cliniciens de tester plus de patients en un temps record, améliorant l'accès à des soins de santé de grande qualité pour tous. C'est pourquoi le fonctionnement du MS-2007 peut être résumé en deux étapes : « connexion et clic », tout en garantissant la grande qualité des données ECG. On obtient ainsi un processus de mesure d'ECG rapide et simple qui permet aux médecins de se concentrer sur le diagnostic et le soin aux patients.

- Clavier tactile intuitif pour un fonctionnement simple, avec une seule touche
- Écran tactile clair pour un examen précis et instantané des résultats, sans besoin d'imprimer

SCHILLER AG société pionnière depuis 1974



Un système avancé de mesure d'ECG - au format nomade

Pour répondre aux besoins en soins de santé d'une population mondiale croissante, nous devons pouvoir les atteindre. Le MS-2007 est un système avancé d'analyse d'ECG léger, portable et compact qui vous suit dans tous vos déplacements.

- L'un des dispositifs d'ECG les plus légers sur le marché : 1,2 kg seulement
- Batterie au lithium-ion longue durée et éco-énergétique, vous apportant 3 heures d'utilisation ou l'équivalent de jusqu'à 100 enregistrements d'ECG en une seule charge

Des capacités étendues : Évolutif, interrogeable et incroyablement performant

En vous connectant à SEMA, vous pouvez transformer votre MS-2007 en un système d'acquisition et d'enregistrement d'ECG complet, vous permettant d'accéder à des milliers d'enregistrements d'ECG, interrogeables par patient. SEMA est un programme totalement évolutif, facile à mettre à niveau pour plus de fonctionnalités et un flux de travail d'ECG amélioré.

SCHILLER
MS-2007



Plus de technologie ECG, moins de papier

Le MS-2007 met des outils de diagnostic avancés à votre portée, permettant aux médecins d'effectuer l'une des meilleures analyses d'ECG du monde entier. De plus, les résultats de l'ECG s'affichent à l'écran, ce qui vous apporte un flux de travail totalement numérique vous permettant de diagnostiquer vos patients plus rapidement que jamais.

- L'aperçu à l'écran des tracés et le logiciel d'interprétation «C» de Schiller créent des flux de travaux d'ECG numériques pour un délai avant le traitement réduit
- Le logiciel éprouvé d'interprétation «C» de SCHILLER vous permet de poser vos diagnostics en toute confiance
- L'écran couleur 12 dérivation permet un examen clair des résultats sans impression

Export au format PDF

La possibilité d'exporter les données ECG sous fichier PDF* élimine le besoin d'acheter un logiciel d'examen d'ECG propriétaire coûteux et rend la technologie ECG avancée plus accessible et plus abordable dans le monde entier

* L'exportation d'enregistrements d'ECG de repos à 12 dérivation au format DICOM (objets de courbes) standard vers les systèmes PACS et l'exportation au format PDF sont disponibles comme élément du serveur de communication SCHILLER (SCS).



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es




Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietlikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics

