

FICHE PRODUIT | RG 33/59-18

Lunettes Médicales



- Monture de protection à verres correcteurs disponible en **simple foyer** ou en **verres progressifs**
- Branches rigides droites ajustables pour un meilleur contact et répartition du poids
- Monture de forme contemporaine avec protection latérales 0.35 mm Pb intégrées
- Conformes aux normes ANSI Z87-2+ (USA) / CSA Z94.3 (Canada) et EN 120 C € (Europe)
- Verres Minéraux SCHOTT SF6 épaisseur 2.80mm pour une équivalence plomb 0.75mm

Couleur	Calibre	Nez	Branches	Poids	Équivalence Plomb	Surface Verres	Cambrure
Blanc	60	15	135 mm	90 gr	0,75 mm/pb	4.64 cm2	15°
Noir	60	15	135 mm	90 gr	0,75 mm/pb	4.64 cm2	15