

FICHE PRODUIT | RG 52 T/57-19

Lunettes Médicales



Caractéristiques :

- Monture de protection à verres correcteurs disponible en **simple foyer** ou en **verres progressifs**
- Branches rigides droites ajustables pour un meilleur contact et répartition du poids
- Monture de forme contemporaine avec protection latérales 0.35 mm Pb intégrées
- Conformes aux normes ANSI Z87-2+ (USA) / CSA Z94.3 (Canada) et EN 120 C € (Europe)
- Verres Minéraux SCHOTT SF6 épaisseur 2.80 mm pour une équivalence plomb 0.75mm

Couleur	Calibre	Nez	Branches	Poids	Équivalence Plomb	Surface Verres	Cambrure
Écaille	57	19	140 mm	85 gr	0,75 mm/pb	4.64 cm2	15°
Noir	57	19	140 mm	85 gr	0,75 mm/pb	4.64 cm2	15°