

Ambu® Man School



Caractéristiques / Bénéfices

- Système hygiénique unique Ambu: pas de contamination croisée
- Compact et léger
- Apprentissage réaliste de la compression thoracique
- Torse fermé
- Formation à la pose des patches de défibrillation
- 10 mannequins pour une formation en groupe

AmbuMan School

Ambu Man School est un mannequin de formation et d'enseignement qui offre une apparence humaine pour les procédures de BLS.

Ce mannequin peut être utilisé pour une formation réaliste de compression thoracique et de placement de patches DAE. Ce mannequin conserve les caractéristiques bien connues qui font la renommée des mannequins Ambu. Il dispose d'un système hygiénique breveté avec peau de visage et sac d'insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage interne unitile.

AmbuMan School est dédié à une utilisation dans les écoles sous la surveillance d'un instructeur/professeur.

Conforme aux recommandations ERC

AmbuMan School permet de réaliser une formation RCP conforme aux dernières recommandations ERC.

Compact et portable

Pour un transport et une mise en place facile, Ambu Man School est léger et son conditionnement est compact.

Formation DAE

La forme fermée du torse permet aux étudiants d'apprendre l'algorithme complet de la RCP, incluant l'utilisation de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) et le placement des patches DAE.

Spécifications

Poids	0,8 kg
Longueur	45 cm
Profondeur de compression max.	6 cm

Material

Lanières	Nylon
Suupport	Polycarbonate
Soufflet	Elastomer Thermoplastic
Poitrine	Polypropylène
Tête	Silicone
Peau de visage	Polyvinyl de Chlorure
Sac estomac	Polyvinyl de Chlorure
Sac d'insufflation	Polyéthylène

Références de Commande

Références	Description
A268 007 000	AmbuMan School (Kit de 10 mannequins)
268 000 571	Peaux de visage AmbuMan School (par 10)
268 000 572	Sacs d'insufflation AmbuMan School (par 100)
268 000 573	Accessoires AmbuMan School (par 10)




Torse fermé



Placement des patches DAE



Système hygiénique Ambu



Accessoires