

VITAL'ACT-3S

La solution nomade et fixe
pour les prescripteurs et
auxiliaires médicaux



Homologué au dernier
référentiel TLA 4.20

- Solution Bi-mode PC/SC pouvant
s'adapter à l'environnement
logiciel du professionnel de santé
 - Permet la création et la
signature des Feuilles de Soins
Électroniques (FSE) au cabinet
mais également en visite
- Gestion du Tiers-Payant,
de la CCAM multigrille et des
remplaçants



sécurité



USB



trifente



portable

La solution nomade conforme au référentiel Terminal Lecteur Applicatif 4.20

Un terminal léger, ergonomique et performant.

Une ergonomie sur mesure pour une utilisation nomade...

En déplacement, le VITAL'ACT-3S devient un véritable terminal autonome, disposant du logiciel Ingenico Healthcare/e-ID spécifiquement étudié pour la création, la gestion et la signature des factures en visite.

- Compact et léger, le VITAL'ACT-3S se transporte et s'utilise facilement. Son ergonomie permet une prise en main intuitive et agréable.
- L'utilisation de menus simples et détaillés permet de paramétrer le VITAL'ACT-3S pour une utilisation encore plus rapide. Chaque professionnel de santé peut, en toute simplicité, créer et enregistrer des associations d'actes, des listes de médecins orienteurs, de prescripteurs ou de mutuelles.
- L'affichage de messages d'information contextuels sur le terminal guide l'utilisateur pas-à-pas et rend l'utilisation du VITAL'ACT-3S intuitive et rapide. Sa batterie rechargeable offre une grande autonomie, permettant une utilisation intensive.

...qui s'adapte aux cabinets les plus exigeants

Au cabinet, la station d'accueil fournie avec le VITAL'ACT-3S s'adapte parfaitement à l'environnement du professionnel de santé en respectant ses contraintes de place tant pour la facturation via le logiciel, que pour recharger son terminal.

Très stable sur sa station d'accueil lestée, le VITAL'ACT-3S permet l'insertion et le retrait des cartes patient d'une seule main. L'inclinaison est idéalement ajustée pour une lecture immédiate des informations affichées à l'écran.

Des fonctionnalités optimisées pour un TLA plus riche et toujours aussi performant

Le VITAL'ACT-3S dispose du logiciel Ingenico Healthcare/e-ID pour toute la gestion de la facturation SESAM-Vitale en visite. Chaque professionnel de santé peut, en toute simplicité, créer et enregistrer des associations d'actes, des listes de prescripteurs ou de mutuelles. Le VITAL'ACT-3S est le premier TLA permettant aux prescripteurs et sages-femmes de facturer des actes techniques en visite, en embarquant le dictionnaire des actes médicaux CCAM. Rapide, le VITAL'ACT-3S conserve son meilleur niveau de performances (classé 3 étoiles par le GIE SESAM-Vitale) pour la création de factures, notamment lors de la gestion complexe des actes CCAM. Avec un logiciel poste de travail mis à jour, le VITAL'ACT-3S dispose en outre de la fonctionnalité « gestion des remplaçants », conforme à la réglementation SESAM-Vitale.

Le premier TLA 4.20 PC/SC

La solution Bi-mode PC/SC & PSS unique de la version TLA 4.20 garantit la compatibilité sur le long terme avec les environnements, logiciels agréés pour la facturation SESAM-Vitale. Avec cette évolution, Olaqin apporte son expertise en relevant le niveau de sécurisation des données traitées, signées et télétransmises par le professionnel de santé.

Homologation et compatibilité

Homologué par le GIE SESAM-Vitale, le VITAL'ACT-3S est conforme au référentiel terminal lecteur option TLA v4.20 et répond aux usages des prescripteurs, sages-femmes et auxiliaires médicaux. Il peut être utilisé avec les logiciels professionnels de santé agréés, compatibles et conformes au cahier des charges 1.40 RAM, add6 et add7 (www.cnda.ameli.fr)



NOM	VITAL'ACT-3S
Microprocesseur	ARM9 32 bits
Mémoires	Interne : SDRAM 16Mo / Flash 4Mo Externe : carte SD 4Go
Capacité de stockage	CPS supportées : 12 FSE créées sur le poste de travail : 99 par CPS DRE créées sur le poste de travail : 99 par CPS Bénéficiaires enregistrés : 99 par CPS FSE créées en visite : 99 par CPS Associations d'actes : 30 par CPS Nouveaux actes : 30 par CPS Mutuelles : 50 par CPS Médecins orienteurs : 50 par CPS prescripteur Prescripteurs : 50 par CPS auxiliaire
Écran	Graphique rétroéclairé 128 x 96 pixels
Clavier	21 touches -alphanumérique -5 touches de navigation
Dimensions	148 x 76 x 26 mm
Poids	205 g
Alimentation	Fixe : câble USB relié au poste de travail Nomade : rechargeable (Li-Ion 900mAh)
Interfaces carte	3
Communication	USB
Homologations	SESAM-Vitale TLA-V04.20-1579
Environnements	Windows, MacOS, Linux
Accessoires (livrés dans la boîte)	Câble USB Guide de prise en main CD contenant les manuels et pilotes d'installation Alimentation secteur Étui de transport Station d'accueil