

iHealth® PT3

Thermomètre infrarouge sans contact



Fonctionnalités de iHealth PT3

- Écran LED rétroéclairé
- Simple à utiliser
- Mesure en 1 seconde
- Mesure frontale
- Mode °C ou °F
- Arrêt automatique



Spécifications techniques

- Modèle : PT3
- Nom commercial : iHealth PT3
- Dimensions : 137mm x 34mm x 39mm
- Poids : 90g (sans les piles)
- Alimentation : 2x 1.5V taille AAA
- Distance de mesure : ≤ 3 cm
- Temps de mesure : 1s
- Précision :
 $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{F}$ entre $35,5\text{--}42,0^{\circ}\text{C}$ (95 et $107,6^{\circ}\text{F}$), et $\pm 0,3^{\circ}\text{C}/0,5^{\circ}\text{F}$ pour le reste des plages de températures.
- Plage de mesure :
 $32^{\circ}\text{C}\text{--}42,9^{\circ}\text{C}$ ($89,6^{\circ}\text{F}\text{--}109,2^{\circ}\text{F}$)
- Conditions d'utilisation :
Temp. : $15^{\circ}\text{C}\text{--}40^{\circ}\text{C}$, humidité : $\leq 85\%$ RH
- Conditions de transport et stockage :
 $-20^{\circ}\text{C}\text{--}55^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F}\text{--}131^{\circ}\text{F}$)



Dans la boîte :

- 1 Thermomètre sans contact iHealth PT3
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Guide de démarrage rapide
- 2 Piles AAA



www.iHealthLabs.eu

