



Réf. **XTESTVIS04**

Test de vision de près pour Illettrés, Méthode Parinaud

AVEC Poignée

- Echelle de Parinaud pour une évaluation de l'acuité visuelle de près, distance 33 cm.
- Test adapté aux facultés de lecture de sujets illettrés : il est constitué de dessins de tailles décroissantes.
- Facilement transportable, ce test de vision est utilisé dans les cabinets médicaux et lors de dépistage dans les crèches, écoles, collèges, lycées et entreprises.



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040051116

Garantie (mois) : 36

MESURES

Largeur unitaire (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,150

Largeur conditionnement (cm) : 13,7

Longueur conditionnement (cm) : 21,9

Hauteur conditionnement (cm) : 0,3

Poids conditionnement (kg) : 0,250

Quantité (PCB) : 1