


**DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE**

**SIMPLEX-2.0**



## CARACTÉRISTIQUES:

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, de 56 à 86 cm
- Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent
- Commande : Télécommande au pied
- Sellerie plate de bonne densité, épaisseur 6 cm, largeur 600 mm, non feu, 5 coloris au choix (Tahiti, Malouines, Bahamas, Galapagos, Blanc)
- Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz gaz de 0° à 75°
- Capacité de charge : 180 Kg en dynamique

## OPTIONS:

- **ACC538** : Jeu d'étaux pour gamme ECOMAX

- **ACC110POLY** : Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan, équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur EN profondeur



- **ACC110** : Gouttière prise de sang avec ferrure mais sans l'étau, l'unité



- **ACC32012** : Tige porte sérum longueur 1400




- **ACCBARRILITECOM** : Paire de barrières de lit Escamotables largeur 600

- **ACC54001** : Têtière demi lune largeur 600, revêtement non feu M1



- **ACC514-124-600** : Protection Plastique largeur 600




- **ACC832** : Trou visage avec bouchon



- **ACC990** : Jeu de 4 roulettes à freins diam 75mm




- **COLORIS** :




Galapagos



Bahamas



Tahiti



Malouines