

## PROTEGE THYROÏDE XENOLITE 940T EVAL



Référence du produit : 940T

### Spécificités

Protections thyroïdiennes pour tabliers Xenolite en matière EVAL.

**DONNEES TECHNIQUES :**

- Equivalence plomb 0,5mm
- Hauteur de la protection 115mm
- Fermeture velcro rapide
- Pour tour de cou 51cm Maxi
- Attache Keyring pour montage sur le tablier en option

**MATIERE EVAL POUR UNE PARFAITE PROTECTION DE VOS INTERVENANTS :**

- La série 940T EVAL à base de plomb a été testée et approuvée de 50kV à 150kV conformément à la norme internationale IEC61331-1:2014
- La série 940T EVAL garantit une équivalence plomb linéaire quel que soit l'énergie utilisée en raison de sa base matière protectrice 100% plomb
- La série 940T EVAL bénéficie en plus de l'extension à 150kV permettant ainsi l'usage des tabliers lors d'interventions impliquant une exposition à un rayonnement d'énergie supérieur à 125kV.
- La série 940T EVAL propose une équivalence plomb déterminée comme décrite dans l'IEC61331-1:2014, par la méthode de la géométrie du faisceau large inversé.

**MATIERE :**

- XENOLITE EVAL
- Base caoutchouc et plomb (Pb Numéro atomique 82)
- Poids de 7,3 kg/m<sup>2</sup> en équivalence plomb 0,50mm (Ws)
- Toujours dans un concept de fabrication par reformulation à chaud, cette matière est recyclée à 98 %
- La matière recyclée permet ensuite de fabriquer à nouveau de la matière brute avant laminage.

**COLORIS :**

- 36 Coloris surface nylon unis ou avec motifs
- 6 Coloris surface polyuréthane (PU) Nettoyage facile
- Tous nos tissus sont traités Anti bactériens

**GARANTIE :**

- 2 ANS

**CERTIFICATION :**

- CE 89/686/CEE
- Equipement de protection individuelle - Classe 3
- Approuvé en laboratoire selon nouveau standard NF EN 61331-3:2014