



Peha-soft® Nitrile stérile

Gants d'examen



Référence	Taille ou dimensions
942211	S
942212	M
942213	L

Produit

Gant d'examen stérile en nitrile, non poudré, ambidextre, avec extrémité des doigts rugueuse et manchettes à bord roulé.

Il possède un revêtement interne traité par chlorination permettant un enfilage et un retrait aisés.

Peha-soft® Nitrile stérile est également un équipement de protection individuelle de catégorie III.

Gants conformes aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 455-1 (AQL = 1.5), EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4.

Indications / Classification

Pour l'usage en milieu médical. Particulièrement indiqué pour les personnes allergiques aux protéines de latex (allergie de type I).

En tant qu'équipement de protection individuelle, Peha-soft® Nitrile est également adapté à l'utilisation en laboratoire (ex. : contact avec les produits chimiques et désinfectants).

Peha-soft® Nitrile stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Nitrile synthétique

Revêtement externe : polymère

Revêtement interne : chloriné

Accélérateurs : carbamates

Absence de thiurames et de mercaptobenzothiazoles (MBT)

Antioxydants : dérivés phénoliques

Coloris : bleu

Caractéristiques :

Dimensions :

Longueur totale : 240 mm minimum

Largeur :

- taille S : 86 mm env.

- taille M : 98 mm env.

- taille L : 107 mm env.

Épaisseur (valeur moyenne) :

- au doigt (majeur) : 0,12 mm

- à la paume : 0,09 mm

- à la manchette : 0,07 mm

Niveau de grip : medium

Valeurs médianes de la force à la rupture :

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS

67607 SELESTAT Cedex - France

Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99

contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



9 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Sous double emballage, pelable par paire (pochette papier / papier), puis en boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942211	S	1 paire	50	4	60
942212	M	1 paire	50	4	60
942213	L	1 paire	50	4	60

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942211	S	255 x 130 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm
942212	M	255 x 130 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm
942213	L	255 x 310 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm

Stérilisation

Rayons gamma.
Durée de vie : 3 ans après la stérilisation.