



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	16.01.2017
PRODUIT :	SET RETRAIT D'IMPLANT
CODE :	726016
COMPOSITION :	<ul style="list-style-type: none">- 1 Pince hémostatique courbe - métal- 1 Aiguille 25 G 5/8- 1 Plaquette de 3 sutures adhésives- 1 Seringue 3 ml L- 1 Bistouri 14 cm- 1 Bande cohésive- 5 Compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm- 1 Champ imperméable 50 x 50 cm - trou adhésif- 1 Blister rigide 3 alvéoles
CONDITIONNEMENT :	16 unités par carton Carton : 528 mm x 258 mm x 431 mm 24 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• Pince hémostatique : acier inoxydable - courbe - 12,5 cm• Aiguille hypodermique 25 G 5/8 (0,5 x 16 mm) - embase : polypropylène - canule pointée : acier inoxydable – orange• Sutures : non-tissé en polyamide - masse adhésive en polyacrylate - couleur chair – 6mm x 76 mm• Seringue : 3 pièces centrées - 3 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex• Bistouri : couleur bleue avec lame n° 11 - lame : acier inoxydable - manche : ABS - capuchon protecteur : polyéthylène basse densité - 14 cm• Bande cohésive : bande de crêpe - viscosse (43%) / coton (37%) / polyamide (20 %) - imprégnation à base de polymères sans latex naturel, sans acrylate ni chlorine - coloris blanc - 4 m x 6 cm• Compresses : non-tissé (polyester / viscosse) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm• Champ : non-tissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 50 x 50 cm - trou ovale adhésif 10 x 5 cm - coloris bleu• Blister : 250 x 210 x 50 mm - PET/PE 350µm - papier médical 60 g/m² <p>➔ Absence de latex</p>



STERIMA FICHE TECHNIQUE

MODE DE STERILISATION : À l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum

UTILISATION : Set de soins proposé lors du retrait d'implant sous cutané

CLASSIFICATION : IIa

MARQUAGE CE : CE-0123

