



Masque Très Haute Filtration Type II À élastiques NF EN 14683 : 2014 " sans latex »



Nom du produit	Masque Très Haute Filtration à élastiques
Référence	CA1820 (blanc) CA1821 (bleu) CA1822 (vert)
Matière	<u>Masque très haute filtration non tissé 3 plis dont 1 filtre en microfibre polypropylène</u> Face externe fait apparaître « EXT » Face interne non tissé blanche Film micro-perforé. Filtre non tissé polypropylène Elastiques auriculaires : polypropylène, polyamide, elasthane Barrette nasale antibuée
Confection	Soudure ultra-sons. Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.
Caractéristiques utiles NORME EN 14683/2014	Très Haute efficacité de filtration BFE > 99,9% Delta P = 19,6 Pa Particules = 2,8 µm
Durée d'utilisation	5h Excellente facilité de respiration
Date limite d'utilisation	4 ans à partir de la date de fabrication
Structure matière principale Composition	Face externe : Voie fondue , déperlante Face interne : voie fondue Filtre : 100% microfibres de polypropylène sans fibre de verre
Dimensions	<u>Masque</u> : 95 x 172 mm (+/- 2) <u>Barrette</u> (longueur) : 95mm (+/-5) <u>Elastiques</u> (longueur) : 170 mm (+/-15) <u>Plis</u> : 13 mm (+/-2) <u>Position élastiques</u> : haut 10mm (+/-5) - côté 7mm (+/-3) <u>Centrage sourire</u> : 10 mm (+/-2)
Procédure de suivi et de traçabilité	Certification ISO 9001
Développement durable	Masque recyclable à plus de 80%. Déchets de fabrication recyclés : 100%
Protocole de pose disponible sur simple demande	

LOGISTIQUE

Conditionnement	Carton de 2000 unités (40 distributeurs de 50)
Format du carton (mm)	595 x 495 x 485
Poids du carton	8,84 kg
Nombre de cartons/Palette	16
Nombre de produits/Palette	32 000 pièces