

## OXYMÈTRES DE POULS

Réf. OXY003

### OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCLETTE OXY ONE LITE



Garantie - 2 ans - Garantie - 2 ans  
2

# OXYMÈTRES DE POULS

Réf. OXY003

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIB



20h



DIAGNOSTICS

## OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCLETTE OXY ONE LITE



L'OXY ONE LITE est un oxymètre de pouls compact, écran LCD, fourni avec : pochette de transport, deux batteries AAA.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Oxymètre de pouls mesurant la SpO2 et les pulsations cardiaques
- ◆ Arrêt Automatique
- ◆ Intervalle de mesure SpO2 :35-100%
- ◆ 30 heures d'autonomie avec indicateur batterie faible
- ◆ Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM
- ◆ Certificat CE, et norme électromagnétique IEC60601-1-2

### DONNÉES TECHNIQUES

|                    |                      |                               |       |                     |                          |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A                | ◆ Humidité                    | : N/A | ◆ Alimentation      | : Piles                  |
| ◆ Dimensions       | : 58,3x33,2x 37.0 mm | ◆ Pression                    | : N/A | ◆ Certifications    | : 93/42/EEC, 2007/47/EEC |
| ◆ Poids            | : 50 g               | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123                 |
| ◆ Température      | : XX                 |                               |       | ◆ Code EAN          | : 3401081482803          |



DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France

www.fracito.net