

ThermoFlash®

Thermomètre
frontal sans
contact
LX-360

**Fiable
Rapide
Précis**

CARACTERISTIQUES

- ▼ Mesure instantanée → rapidité de la prise de mesure
- ▼ Eclairage de nuit → guider pendant la mesure nocturne
- ▼ 3 en 1 → prise de mesure multiple (corporelle, liquide, ambiant)
- ▼ 32 mesures mémorisées
- ▼ Distance de mesure : 5 à 8 cm
- ▼ Ecran rétroéclairé

MicroSecond Flash™
TECHNOLOGY
NEW GENERATION



CE
0197

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE