

**FAUTEUIL ORL – HAUTEUR HYDRAULIQUE**  
**AVEC 4 ROULETTES Ø 100 À FREIN**  
**(RÉFÉRENCE : CCA2511/ROUL)**



(photo non contractuelle)

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Fauteuil de consultation en 4 parties.
- Sur piètement avec 4 roulettes à frein Ø 100 mm.
- Hauteur variable avec 1 colonne hydraulique de 620 à 770 mm (avec système de rotation)
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambièrre (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Protection cristal transparent au niveau de la jambièrre.
- Commande au pied pour la pompe hydraulique.
- Mousse densité 38 kg/m3.

**DIMENSIONS:**

- H. tout: L. 1810 × l. 810 × H. 620/770 mm.
- Dossier: H. 630 × l. 480 mm.
- Assise: P. 700 × l. 470 mm.
- Jambière: H. 230 × l. 370 mm.
- Têteière : H. 165 x l. 200 mm.
- Poids du divan: 60 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Têteière réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). **(603/0)**
- Têteière réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14). **(693/0)**