

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gant en chlorure de polyvinyle

Ambidextre

Couleur : neutre

Poudrage : amidon de maïs

Non stérile

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

Agro-alimentaire


Manipulation des prélèvements

Entretien du matériel

Laboratoire



TAILLE



AVANTAGES SPECIFIQUES

Confort

Bord roulé

Souplesse

Qualité médicale

CONFORMITE

- Directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux – Classe 1
- AQL 1.5
- EN 455-1-2
- Respecte les limites définies par la réglementation REACH
- Qualité alimentaire avec restrictions aliments gras :

- Graisse et huile entière ou aliment baignant dans l'huile
- Beurre et margarine
- Poisson, fromage, mayonnaise et les pâtes à base de noix ou de cacao
- Viande
- Chocolat, poudre de cacao, pâtisseries et gâteaux avec des surfaces grasses

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE



A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid.

Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation.



DIMENSIONS / EAN 13

Taille	S	M	L	XL
Largeur paume en mm	85 ± 5	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
Longueur en mm	240			
Poids moyen en gr	4 ± 0.2	4.5 ± 0.2	5 ± 0.2	5.5 ± 0.2
Code boîte	3221170000035	3221170000011	3221170000028	3221170000042
Code carton	3221170002657	3221170002664	3221170002671	3221170002688

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 100
CARTON DE 10 BOITES
PALETTE DE 70 CARTONS



CARTON 315 X 230 X 225 MM



BOITE 215 X 110 X 60 MM

