

SPÉCULUM JETABLE - MODE D'EMPLOI

Instructions :

Pour utiliser le spéculum jetable, tenez-le confortablement dans une main. Positionnez le patient de manière à garantir un accès et un éclairage adéquats. Insérez délicatement l'embout du spéculum jetable dans les narines du patient, les lames en position « fermée ». Pressez lentement la poignée afin de déployer les lames du spéculum jetable et d'élargir les narines. Arrêtez quand l'exposition est adéquate.

IMPORTANT : Cessez d'utiliser le spéculum jetable si le patient ressent une douleur ou souffre d'un traumatisme au niveau du nez ou de la muqueuse nasale.

DISPOSABLE SPECULUM - USER INSTRUCTIONS
SPEKULUM FÜR DEN EINMALGEBRAUCH - GEBRAUCHSANWEISUNG
ESPÉCULO DESECHABLE - INSTRUCCIONES DE USO
SPÉCULUM JETABLE - MODE D'EMPLOI
SPECULUM MONOUSO - ISTRUZIONI PER L'USO
ESPÉCULO DESCARTÁVEL - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR



B **BIONIX**[®]

+1 419 727 8997

www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com