



Spengler®

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

NÉBULISEURS

OMRON



Des nébuliseurs adaptés aux besoins de chacun

Très fiables, les nébuliseurs portables Omron garantissent la diffusion optimale du médicament à chaque inspiration.



CE
0197

Qu'est-ce qu'un nébuliseur ?

“

Il s'agit d'un appareil servant à vaporiser sous pression un liquide et, en particulier, un liquide médicamenteux.

La nébulisation de molécules permet de délivrer des quantités plus importantes de principe actif in situ tout en permettant une inhalation plus douce et profonde, avec un minimum d'effort de la part du patient, associée à une bonne humidification des bronches.

Son action sur les bronches est plus rapide que par voie injectable par exemple.

Ces appareils sont parfaitement adaptés au traitement de certaines pathologies telles que l'asthme, la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), la mucoviscidose ou encore les pneumocystoses.

”


Spengler®
.....
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Distributeur : **Spengler S.A.S**
ZI La Limoise
Rue Robert Maréchal
36100 ISSOUDUN
FRANCE

- Tél : +33 (0)4 42 52 89 89
- Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
- contact@spengler.fr
- www.spengler.fr



www.spengler.fr

NÉBULISEURS COMPARATIF

OMRON



MODÈLE	COMP AIR C28P	COMP AIR PRO C29	COMP AIR ELITE C30	COMP AIR C801	COMP AIR C801 KID	COMP AIR C802 E	COMP AIR PRO C900	ULTRA AIR U17	MICRO AIR U22	
RÉFÉRENCE	ONEC28P	ONEC29	ONEC30	ONEC801	ONEC801K	ONEC802	ONEC900	ONEU17	ONEU22	
	NÉBULISEURS À COMPRESSEUR							ULTRASONIC	À MAILLAGE	
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	
Technologie V.V.T.	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
Capacité du réservoir (max)	7 ml	7 ml	7 ml	7 ml	7 ml	10 ml	7 ml	150 ml	7 ml	
Volume résiduel	NC	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	NC	0,7 ml	10 ml	0,1 ml	
Taux de nébulisation	0,5 ml/min	0,4 ml/min	0,35 ml/min	0,3 ml/min	0,3 ml/min	0,25 ml/min	0,4 ml/min	de 0 à 3 ml/min (réglable)	> 0,25 ml/min	
Taille des particules (DAMM*)	3 microns	3 microns	3 microns	*Diamètre Aérodynamique Médian de Masse 3 microns			3 microns	3 microns	4,4 microns	4,2 microns
Volume de médicament approprié (min-max)	2-7 ml	7 ml max	2-7 ml	2-7 ml	2-7 ml	2-10 ml	2-7 ml	5-150 ml	7 ml max	
Acoustique	60 dB	60 dB	53 dB	46 dB	46 dB	< 45 dB	55 dB	< 45 dB	< 20 dB	
Dimensions (l) x (H) x (P)	170 x 103 x 182 mm	186 x 180 x 216 mm	124 x 52 x 103 mm	142 x 72 x 98 mm	142 x 72 x 98 mm	85 x 43 x 115 mm	175 x 110 x 215 mm	276 x 243 x 226 mm	28 x 104 x 51 mm	
Poids	1,9 kg	2,3 kg	440 g	270 g	270 g	190 g	2,2 kg	4 kg	97 g	
Alimentation										
piles									2 x AA	
adaptateur secteur		✓	✓	✓	✓	✓			en option	
cordon d'alimentation	✓						✓	✓		
Classe	Ila	Ila	Ila	Ila	Ila	Ila	Ila	Ila	Ila	
Contenu										
compresseur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	unité principale	unité principale	
kit de nébulisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
tube à air	2 m	2 m	2 m	1 m	1 m	2 m	2 m	70 cm	-	
embout buccal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
embout nasal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
masque adulte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	en option	✓	
masque enfant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	en option	✓	
masque nourrisson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
filtres à air	5	5	5	5	5	5	5	1	-	
rangement	étui de transport	coffret de rangement intégré	étui de transport	poche de rangement	poche de rangement	étui de transport		mallette de transport	étui souple	

CE
0197

LA QUALITÉ OMRON

Marquage CE

Ces appareils respectent les dispositions de la directive de la Communauté Européenne 93/42/CEE (Directive relative aux dispositifs médicaux)

et de la norme européenne EN13544-1 : 2007, équipement d'inhalothérapie - Partie 1 : Systèmes de nébulisation et leurs composants.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation.



Distributeur : **Spengler S.A.S**
ZI La Limoise
Rue Robert Maréchal
36100 ISSOUDUN
FRANCE

- Tél : +33 (0)4 42 52 89 89
- Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
- contact@spengler.fr
- www.spengler.fr



www.spengler.fr