



CARACTÉRISTIQUES:

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie plate (40 mm).
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Procline/décline sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.
- Dossier réglable par vérin à gaz et procline/décline (+65°/-25°) (commande bilatérale).
- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 510/810 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Trou visage. **(LUMIERE)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 à freins) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm) (2160/R)**
- Paire de douilles coulissantes pour étrières. **(2106/12DE)**
- Paire d'étrières en mousse polyuréthane noir. **(1991/2)**
- Paire d'étrières inox. **(1991/0)**
- Paire d'étrières en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Dos électrique. **(DOS/ELEC)**
- Batterie autonome. **(Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)**
- Paire de douilles pour porte sérum. **(3053/D)**
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm) **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent **(PROTEC)**