

DIVAN MOREUIL – 1 BLOC TIROIRS
(RÉFÉRENCE : 2106/BLOC)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube rectangulaire époxy.
- Table fixe avec 1 bloc 4 tiroirs, fermant à clef.
- Sellerie tendue, épaisseur 50 mm avec bourrelets.
- Dossier réglable par vérin à gaz, commande à droite.
- Dessous assise et dossier avec capot de protection blanc.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. **(2106/12DE)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Douilles pour porte sérum (la paire). **(3053/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent. **(PROTEC)**